



- 1 Монтаж бесты:
- а - кабелем силовым красным 2,5 ММ2, Китай
 - б - кабелем силовым синим 2,5 ММ2, Китай
 - в - кабелем силовым красным 1,5 ММ2, Китай
 - г - кабелем силовым синим 1,5 ММ2, Китай
 - д - проводом МС 16-13 1х0,35 ТУ 16-505.083-78
 - е - проводом МГШВ 1х0,75 красный ТУ 16-505.437-82
 - ж - проводом МГШВ 1х0,75 черный ТУ 16-505.437-82
 - з - кабелем плоским DS1057-14-30, ф. Connfly, Китай
 - и - проводом ПВ-3 1х1,5 зелено-желтым ГОСТ 6323-79
 - о - проводом ПВ-3 1х1,5 зелено-желтым ГОСТ 6323-79
- Остальной монтаж бесты проводом МС 16-13 1х0,2 ТУ 16-505.083-78

2 Шаг сдвиги не более 20 мм.

				РЕУН.941613.002 34 2D			
				Диагностический 2-х волновой коагулятор Схема электрическая соединений			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Максимум
Разраб.		Подписный	подп.	08.06.23			
Проб.		Машин	подп.	08.06.23			
Текст.		Мирошников	подп.	08.06.23			
					Лист	Листов	1
Исполн.		Мирошников	подп.	08.06.23			
Удл.		Шовлико	подп.	08.06.23			