



- 1 Монтаж бесты:
- Ⓐ - кабелем силовым красным 2,5 ММ2, Китай
 - Ⓐ - кабелем силовым синим 2,5 ММ2, Китай
 - Ⓐ - кабелем силовым красным 1,5 ММ2, Китай
 - Ⓐ - кабелем силовым синим 1,5 ММ2, Китай
 - Ⓐ - проводом МС 16-13 1x0,35 ТУ 16-505.083-78
 - Ⓐ - проводом МГШВ 1x0,75 красный ТУ 16-505.437-82
 - Ⓐ - проводом МГШВ 1x0,75 черный ТУ 16-505.437-82
 - Ⓐ - кабелем плоским DS1057-14-30, ф. Connfly, Китай
 - Ⓐ - проводом ПВ-3 1x1,5 зелено-желтым ГОСТ 6323-79
 - Ⓐ - проводом ПВ-3 1x1,5 зелено-желтым ТУ 16-505.083-78
- Остальной монтаж бесты проводом МС 16-13 1x0,2 ТУ 16-505.083-78

2 Шаг сдвиги не более 20 мм.

РЕУН.941613.002 34 2D				Диагностический 2-х волновой коагулятор			Лист		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист			Масштаб	Масштаб
Разраб.	Подп.	Масштаб	подп.	08.06.23	Лист			Масштаб	Масштаб
Проб.	Масштаб	подп.	08.06.23	Лист			Лист	Лист	1
Т.контр.	Масштаб	подп.	08.06.23	Лист					
Исполн.	Масштаб	подп.	08.06.23	Лист					
Удп.	Масштаб	подп.	08.06.23	Лист					